

El test VivaDiag<sup>TM</sup> SARS-CoV-2 Ag Rapid Test, es una prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de fluidos nasales y/o de garganta.



## Especificaciones

Principio de la prueba

Tipo de muestra

Volumen de muestra

Tiempo de prueba

Temperatura de operación

Temperatura de almacenamiento

Vida útil (sin abrir)

Oro Coloidal

Fluido nasal o de garganta mediante hisopo

60 µL

15 minutos


15-30 °C

2-30 °C


24 meses

**VivaChek<sup>TM</sup>**


Muestra Nasal




Muestra Garganta



## ---- Preparación de Solución




1. Prepare la muestra



2. Aplique la muestra extraída

## ---- Detección



3. Lea el resultado

Nota: La prueba rápida VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag SOLO ha sido diseñada para actuar como una prueba complementaria para casos sospechosos de detección negativa de ácido nucleico por coronavirus o junto con la detección de ácido. Los resultados de la prueba del antígeno de la proteína de la nucleocápside no deben usarse como la única base para diagnosticar o excluir la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) o para informar el estado de la infección.



**VivaChek™**